



CONFEZIONAMENTO

Grazie al CONFEZIONAMENTO gli strumenti sterili sono isolati da ogni contaminazione ambientale poiché l'aria comprometterebbe la corretta sterilizzazione. Gli strumenti devono essere confezionati prima del ciclo in autoclave: al termine del trattamento, così imbustati, preservano la sterilità certificata per 30 giorni.

TERMOSIGILLATRICE SEAL-TWO



Sigillatrice professionale, utilizza un sistema avanzato di taglio e saldatura. Mantiene la temperatura costante, impiegando solo 3 min. di riscaldamento per raggiungere 200°C!
Solida struttura in alluminio, fatta per durare a lungo.

DATI TECNICI
Votaggio 100 W - Velocità sigillatura: 7,5m/min
Larghezza sigillatura: 300mm(max) - Dimensioni: cm 46 x 36 x H17
Peso: 4,8 kg

YGSEAL2 Termosigillatrice modello SEAL-TWO

ROTOLI STERIKING



C0.03	55 mm - Lunghezza 200 m
C0.04	75 mm - Lunghezza 200 m
C0.05	100 mm - Lunghezza 200 m
C0.06	150 mm - Lunghezza 200 m
C0.07	200 mm - Lunghezza 200 m

BUSTE AUTOSIGILANTI



C0.49	6x10 cm - Confezione 200 pz.
C0.50	9x25 cm - Confezione 200 pz.